

Pkc-Beta Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P05771

Artikelnummer: CM0029916



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen menschliches PKC-beta (PRKCB) gerichtet ist, für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von B-Zell-Rezeptor-Signalgebung, Apoptose und Insulin-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKC-beta Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PKCB; PRKCB1; PRKCB2; PKCI(2); PKCbeta; PKC-beta
Spezies	Mensch
Gen-ID	5579
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 220-340 von menschlichem PKC-beta (NP_002729.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05771
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel