


Pkc Delta Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q05655

Artikelnummer: CM0013187



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen PKC delta (nPKC-delta, Q05655), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu Apoptose, Krebs und Zellsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKC delta Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; PKC delta
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5580
Gen-ID	5580
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-160 von humanem PKC delta (NP_006245.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q05655
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Eisbeutel