


Pklr Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P30613

Artikelnummer: CM0016282



Einführung

PKLR Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten PKLR. Geeignet für die Glykolyse- und Krebsstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKLR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PK1; PKL; RPK; PKRL; PKLR
Spezies	Human
GeneID (Human)	5313
GeneID	5313
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 446-556 von humanem PKLR (NP_000289.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P30613
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eistasche