


Pkm1-Spezifischer Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14618

Artikelnummer: CM0022070



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der spezifisch humanes PKM1 (Pyruvatkinase M1-Isoform) erkennt. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Glykolyse und Energiestoffwechsel in adulten Geweben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKM1-spezifischer Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; PKM1-spezifisch
Spezies	Mensch
GenelD	5315
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von humanem PKM1-spezifisch (NP_001193728.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14618
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel