


Plod3 Kaninchen Mab - O60568

Artikelnummer: CM0002894



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PLOD3/LH3, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Ideal für die Erforschung von Kollagen-Lysin-Hydroxylierung, Glykosylierung und Basalmembran-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLOD3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LH3; PLOD3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8985
Gen-ID	8985
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-306 von humanem PLOD3 (NP_001075.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60568
Proteinmasse	85 kDa
Versand	Eisbeutel