

PlxIS-Motiv-Kaninchen-Pab

Artikelnummer: CM0020705

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen das plxIS-Motiv, gewonnen aus einem synthetischen Peptid. Für Western Blot (WB)- und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität beim Menschen validiert. Ideal für die Forschung an Proteinen, die das plxIS-Motiv enthalten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	plxIS-Motiv-Kaninchen-pAb
Immunogen	Ein synthetisiertes Peptid, abgeleitet vom plxIS-Motiv
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
Versand	Kühlakku