

Pmpcb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Western Blot Und Elisa - O75439

Artikelnummer: CM0026606

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die mitochondriale Prozessierungspeptidase-Untereinheit Beta (PMPCB) für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges PMPCB; geeignet für die Forschung zur mitochondrialen Proteinimport und -verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PMPCB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAS1, MPPB, P-52, MPP11, MPPP52, Beta-MPP, PMPCB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9512
Gen-ID	9512
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 110-380 von menschlichem PMPCB (NP_004270.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75439
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel