


Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Pms2 Für Wb, Elisa - P54278

Artikelnummer: CM0010028



Einführung

Hochspezifischer monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PMS2, validiert für Western Blot und ELISA. Unverzichtbar für Studien zur DNA-Fehlpaarungsreparatur und zur Erforschung des Lynch-Syndroms. Erkennt eine Bande bei 96 kDa (UniProt P54278).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PMS2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	MLH4, PMS-2, PMSL2, HNPCC4, LYNCH4, MMRC54, PMS2CL, PMS2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5395
GeneID	5395
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1–100 des humanen PMS2 (P54278) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P54278
Proteingewicht	96 kDa
Versand	Kühlakku