


Pnmt Kaninchen Pak - P11086

Artikelnummer: CM0030876



Einführung

PNMT polyklonaler Kaninchen-Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt menschliches und murines Phenylethanolamin-N-Methyltransferase (31 kDa), ein Schlüsselenzym der Catecholamin-Biosynthese. Geeignet für IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PNMT Kaninchen pAk
Bemerkungen/Alias	PENT, PNMTase, PNMT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5409
GenID	5409
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-282 von menschlichem PNMT (NP_002677.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P11086
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel