

## Pnn Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q9H307

Artikelnummer: CM0022751

### Einführung

PNN Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und Ratten-PNN, ein transkriptioneller Aktivator und Spleißfaktor, der an Zelladhäsion und Tumorsuppression beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PNN Kaninchen pAb                                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | DRS; DRSP; SDK3; memA; PNN                                                                                                                 |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                     |
| GenID (Mensch)    | 5411                                                                                                                                       |
| GenID             | 5411                                                                                                                                       |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PNN (NP_002678.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polykloale Antikörper                                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Ratte                                                                                                                              |
| SWISS             | Q9H307                                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 82 kDa                                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                  |