

Pnpla3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper (Adiponutrin, Ipla2-Epsilon) Für Western Blot Und Elisa - Q9Nst1

Artikelnummer: CM0027850

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches PNPLA3 (Adiponutrin, iPLA2-Epsilon) für Western Blot und ELISA. Erkennt PNPLA3 von Mensch, Maus und Ratte; geeignet für die Erforschung des Lipidstoffwechsels und der NAFLD.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PNPLA3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	ADPN; C22orf20; iPLA(2)epsilon; PNPLA3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	80339
Gen-ID	80339
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 377-481 des menschlichen PNPLA3 (NP_079501.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NST1
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel