


Polr2A Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa, Chip - P24928

Artikelnummer: CM0016690



Einführung

Hochwertiges Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen die DNA-gesteuerte RNA-Polymerase II-Untereinheit RPB1 (POLR2A). Validiert für Anwendungen WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA und CHIP, mit bestätigter Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Transkription und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLR2A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpiILS; hsRPB1; hRPB220; POLR2A
Spezies	Mensch
GeneID	5430
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-260 von menschlichem POLR2A entspricht (NP_000928.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA, CHIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24928
Proteingewicht	217 kDa
Versand	Eisbeutel