


Polr2E Kaninchen Pab - P19388

Artikelnummer: CM0019385



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches POLR2E (RPB5/RPABC1), eine gemeinsame Untereinheit der RNA-Polymerase. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLR2E Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RPB5; XAP4; RPABC1; hRPB25; hsRPB5; POLR2E
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5434
Gen-ID	5434
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-210 des menschlichen POLR2E (NP_002686.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19388
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel