


Polr2I Kaninchen Pab - P36954

Artikelnummer: CM0020312



Einführung

DNA-gesteuerte RNA-Polymerase II Untereinheit RPB9 (POLR2I) polyklonaler Kaninchenantikörper für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus; eignet sich für die Forschung zur Pol-II-Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLR2I Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	RPB9; hRPB14.5; POLR2I
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5438
Gen-ID	5438
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-125 des menschlichen POLR2I (NP_006224.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykloale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P36954
Proteinmasse	15 kDa
Versand	Eisbeutel