


Pp2A-Alpha/Beta-Kaninchen-Mab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P67775 / P62714

Artikelnummer: CM0009734



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen PP2A alpha/beta, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit den katalytischen PP2A-Untereinheiten von Mensch, Maus und Ratte und ist essenziell für die Erforschung der Serin/Threonin-Phosphataseaktivität und der Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PP2A-alpha/beta-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	PP2Abeta; PP2CB; PP2A alpha + beta
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5515/5516
GeneID	5515/5516
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-309 von humanem PP2A alpha + beta (P62714) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P67775/P62714
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Kühlakku