

Ppa2 Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H2U2

Artikelnummer: CM0018826

Einführung

PPA2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und ratten PPA2. Essentielles Werkzeug zur Untersuchung der mitochondrialen Pyrophosphatase und des zellulären Energiestoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SCFI; SCFAI; HSPC124; SID6-306; PPA2
Spezies	Human
GeneID (Human)	27068
GeneID	27068
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 33-100 des humanen PPA2 (NP_008834.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H2U2
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel