


Ppar α Kaninchen Pab - Q07869

Artikelnummer: CM0028140



Einführung

PPAR α Kaninchen pAb, validiert für WB, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes PPAR α . Ideal für die Forschung an Lipidstoffwechsel und Kernrezeptoren. Zuverlässiges IVD-Rohmaterial von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPAR α Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PPAR; NR1C1; hPPAR; PPARalpha; PPAR-alpha; PPAR α
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5465
GenID	5465
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-92 von humanem PPAR α (NP_005027.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q07869
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel