

Ppbp Kaninchen-Mak Für Wb, If/Icc, Elisa - P02775

Artikelnummer: CM0006050



Einführung

Hochwertiger PPBP Kaninchen-Monoklonaler Antikörper von CamelBio, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Zielgerichtetes Protein: Humanes Thrombozyten-Basisprotein (CXCL7/NAP-2). Ideal für IVD-Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPBP Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	PPBP; TC1; TC2; TGB; LDGF; MDGF; TGB1; B-TG1; CTAP3; CXCL7; NAP-2; SCYB7; THBGB; LA-PF4; THBGB1; Beta-TG; CTAPIII; CTAP-III; PPBP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5473
GenID	5473
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 59-128 von humanem PPBP (NP_002695.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02775
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel