


Ppih Kaninchen Pab - O43447

Artikelnummer: CM0018600



Einführung

Rekombinanter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PPIH (CypH), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. PPIH ist eine Peptidylprolyl-Isomerase und Spliceosom-Komponente, ideal für Spleiß- und Chaperon-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPIH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CYPH; CYP-20; USA-CYP; SnuCyp-20; PPIH
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	10465
Gen-ID	10465
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43447
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel