


Ppil1 Kaninchen Pab - Q9Y3C6

Artikelnummer: CM0015450



Einführung

PPIL1 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für Western Blot und ELISA validiert wurde. Er erkennt humanes PPIL1 (CYPL1), eine mit dem Spleißosom assoziierte Peptidylprolyl-Isomerase, die am mRNA-Spleißen und der Gehirnentwicklung beteiligt ist. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPIL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CYPL1; PCH14; hCyPX; PPIase; CGI-124; PPIL1
Spezies	Human
GeneID (Human)	51645
GeneID	51645
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-166 von humanem PPIL1 (NP_057143.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y3C6
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel