


## Ppil4 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wua2

Artikelnummer: CM0024567



### Einführung

PPIL4 Kaninchen polyklonaler Antikörper zum Nachweis des 57 kDa großen Peptidyl-prolyl cis-trans-Isomerase-ähnlichen Proteins 4 in humanen Proben. Validiert für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz (IF/ICC) und ELISA.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PPIL4 Kaninchen pAb                                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | HDCME13P; PPIL4                                                                                                                  |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                           |
| GenID (Mensch)    | 85313                                                                                                                            |
| GenID             | 85313                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 301-492 des menschlichen PPIL4 (NP_624311.1) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                        |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                           |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                           |
| SWISS             | Q8WUA2                                                                                                                           |
| Proteinmasse      | 57 kDa                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                        |