

Ppl-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If-P, Elisa - O60437

Artikelnummer: CM0018080



Einführung

Periplakin-(PPL)-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IF-P und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal zur Untersuchung der verhornten Zellhülle und der Desmosomenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPL-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PPL
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5493
GeneID	5493
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-130 des humanen PPL entspricht (NP_002696.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60437
Proteingewicht	205 kDa
Versand	Kühlpack