


Ppp1Cc-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - P36873

Artikelnummer: CM0022179



Einführung

PPP1CC-Kaninchen-pAb, ein polyklonaler Antikörper gegen die katalytische Untereinheit der menschlichen Serin/Threonin-Proteinphosphatase PP1-Gamma. Für WB und ELISA validiert, geeignet für die Erforschung des Zellzyklus, des zirkadianen Rhythmus und des MAPK-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPP1CC-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PP1C, PP-1G, PPP1G, PPP1CC
Art	Mensch
GeneID	5501
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-323 des menschlichen PPP1CC (NP_002701.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P36873
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel