


## Prkar1A Kaninchen-Polyclonales Antikörper (Ko Validiert) Für Wb, If/Icc, Elisa - P10644

Artikelnummer: CM0016684



### Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches PRKAR1A, durch Knockout validiert, geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für die Forschung im cAMP-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | [KO validiert] PRKAR1A Rabbit pAb                                                                                   |
| Bemerkungen/Aliase | CAR; CNC; CNC1; PKR1; TSE1; ADOHR; PPNAD1; PRKAR1; ACRDYS1; 1A                                                      |
| Art                | Mensch                                                                                                              |
| GenID (Mensch)     | 5573                                                                                                                |
| GenID              | 5573                                                                                                                |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-250 des menschlichen PRKAR1A enthält (NP_002725.1) |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                           |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                              |
| Anwendung          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                 |
| SWISS              | P10644                                                                                                              |
| Proteingewicht     | 43 kDa                                                                                                              |
| Versand            | Eispackung                                                                                                          |