

Prkra/Pact Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75569

Artikelnummer: CM0004133



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches PRKRA/PACT (O75569) gerichtet ist. Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur PKR-Signalübertragung, RNA-Silencing und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRKRA/PACT Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RAX; PACT; DYT16; HSD14; PRKRA/PACT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8575
GenID	8575
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 214-313 von menschlichem PRKRA/PACT (O75569) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75569
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel