

Prmt1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99873

Artikelnummer: CM0017484



Einführung

PRMT1-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielprotein: Protein-Arginin-N-Methyltransferase 1 (UniProt: Q99873). Ideal für die epigenetische Forschung und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRMT1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ANM1; HCP1; IR1B4; HRMT1L2; PRMT1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3276
GeneID	3276
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 270-371 des humanen PRMT1 (NP_001527.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99873
Proteinmasse	42 kDa
Versand	Kühlakku