

Prodh Kaninchen-Pak Für Wb Und Elisa - 043272

Artikelnummer: CM0028298

Einführung

Polyklonales Kaninchen-Anti-PRODH-Antikörper für Western Blot und ELISA. Erkennt endogenes Prolin-Dehydrogenase 1 aus Mensch, Maus und Ratte. Das Ziel ist ein mitochondriales Enzym, das zentral für den Prolinstoffwechsel ist und mit Krebs und Schizophrenie in Verbindung gebracht wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRODH Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	POX; PIG6; HSPOX2; PRODH1; PRODH2; TP53I6; PRODH
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5625
Gen-ID	5625
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 321-600 von menschlichem PRODH (NP_057419.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43272
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel