

Progesteron Rabbit Monoclonal Antibody Für Db- Und Elisa-Anwendungen - A26215

Artikelnummer: CM0009733

Einführung

Das Progesteron Rabbit monoclonal antibody (Kat.-Nr. A26215) ist ein artsunabhängiges Reagenz, das für Dot Blot (DB) und ELISA geeignet ist. Dieser Antikörper unterstützt die Progesteron-Bestimmung bei der Entwicklung von Hormonassays und der diagnostischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Progesteron Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	Progesteron
Immunogen	Chemische Verbindungen, die Progesteron entsprechen.
Quelle	Rabbit
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Artsunabhängig
Versand	Eisbeutel