


Proteasom 20S Lmp7 Kaninchen-Pab - P28062

Artikelnummer: CM0021742



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen die humane Proteasom-20S-LMP7-Untereinheit (PSMB8, 30 kDa). Für WB und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Immunproteasoms und der Antigenverarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Proteasom 20S LMP7 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	JMP; ALDD; LMP7; NKJO; D6S216; PRAAS1; PSMB5i; RING10; D6S216E; Proteasom 20S LMP7
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5696
GeneID	5696
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 167-276 des humanen Proteasoms 20S LMP7 entspricht. (NP_683720.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28062
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Kühlakku