

Proz Kaninchen Pab - P22891

Artikelnummer: CM0023966



Einführung

Polyklonaler Antikörper, der gegen Vitamin-K-abhängiges Protein Z gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Blutgerinnung und Hämostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PROZ Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PZ; PROZ
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8858
Gen-ID	8858
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 220-340 von menschlichem PROZ (NP_003882.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22891
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel