


Prpf31 Kaninchen Mab Für Wb, Elisa - Q8Wwy3

Artikelnummer: CM0007011



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen U4/U6 snRNP Prp31, ein Kern-Spliceosom-Protein. Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen mit humanen Proben; 55 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRPF31 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RP11, PRP31, SNRNP61, NY-BR-99, PRPF31
Spezies	Human
GeneID (Human)	26121
GeneID	26121
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 des humanen PRPF31 (Q8WWY3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8WWY3
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel