


Prpf4 Kaninchen-Mak - O43172

Artikelnummer: CM0006669



Einführung

PRPF4 Kaninchen-mAk ist ein monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches PRPF4 (U4/U6 snRNP 60 kDa Protein) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für Spleißforschung und Studien zur Retinitis pigmentosa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRPF4 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	PRP4; RP70; HPRP4; Prp4p; HPRP4P; SNRNP60; PRPF4
Spezies	Mensch
Gen-ID	9128
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 450-522 von menschlichem PRPF4 (NP_004688.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43172
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel