


Prpf8 Kaninchen Pab - Q6P2Q9

Artikelnummer: CM0025533



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes PRPF8, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung des Spleißosoms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PRPF8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PRP8; RP13; HPRP8; PRPC8; SNRNP220; PRPF8
Art	Mensch
GenID (Mensch)	10594
GenID	10594
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PRPF8 (NP_006436.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6P2Q9
Proteingewicht	274 kDa
Versand	Eisbeutel