

Prss2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P07478

Artikelnummer: CM0027671



Einführung

PRSS2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA, reaktiv gegenüber Mensch und Maus. PRSS2 (Trypsin-2) ist eine sezernierte Serinprotease, die an der Defensin-Prozessierung im Ileum beteiligt ist. Ideal für Forschung zu Verdauungsenzymen und Paneth-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PRSS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TRY2; TRY8; TRYP2; PRSS2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5645
Gen-ID	5645
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-247 von menschlichem PRSS2 (NP_002761.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P07478
Proteinmasse	26 kDa
Versand	Eisbeutel