

Pseudouridin / 5-Ribosyluracil Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Db- Und Elisa-Anwendungen

Artikelnummer: CM0000045

Einführung

Spezifischer kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Pseudouridin (5-Ribosyluracil) für Dot-Blot- und ELISA-Anwendungen. Ideal für die Epitranskriptomik-Forschung und die RNA-Modifikationsanalyse. Erhältlich bei CamelBio als zuverlässiges IVD-Rohmaterial.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pseudouridin / 5-Ribosyluracil Kaninchen mAb
Gen-ID (CAS)	CAS: 1445-07-4
Immunogen	Chemische Verbindungen, die Pseudouridin / 5-Ribosyluracil / Y entsprechen
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Artunabhängig
Versand	Eisbeutel