

Pseudouridin (5-Ribosyluracil) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Dot Blot Und Elisa

Artikelnummer: CM0000042

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Pseudouridin/5-Ribosyluracil, ein modifiziertes Nukleosid. Validiert für Dot Blot und ELISA mit artsunabhängiger Reaktivität. Ideal für epitranskriptomische und diagnostische Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pseudouridin / 5-Ribosyluracil Kaninchen pAb
Immunogen	Chemische Verbindungen entsprechend Pseudouridin / 5-Ribosyluracil / Y
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Weitere modifizierte Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Artsunabhängig
Versand	Eisbeutel