


Psma7 Kaninchen Pab - O14818

Artikelnummer: CM0025814



Einführung

PSMA7 Kaninchen Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf Proteasom-Untereinheit Alpha-Typ-7, 28 kDa, beteiligt an Proteinabbau und zellulärer Regulation. Ideal für die Proteasom-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PSMA7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	C6; HSPC; RC6-1; XAPC7; HEL-S-276; PSMA7
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5688
GeneID	5688
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-248 des menschlichen PSMA7 (NP_002783.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14818
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel