

Psmc3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P17980

Artikelnummer: CM0020199



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Anti-PSMC3-Antikörper, validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-PSMC3, eine wichtige regulatorische Untereinheit des 26S-Proteasoms. Ideal für Untersuchungen des Ubiquitin-Proteasom-Wegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMC3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RPT5; TBP1; DCIDP; PSMC3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5702
Gen-ID	5702
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-180 des humanen PSMC3 (NP_002799.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17980
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel