

Psmd12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 000232

Artikelnummer: CM0029241



Einführung

PSMD12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten PSMD12 (26S-Proteasom nicht-ATPase regulatorische Untereinheit 12), eine Schlüsselkomponente des Ubiquitin-Proteasom-Systems. Ideal für die Proteasomforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMD12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p55; Rpn5; STISS; PSMD12
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5718
Gen-ID	5718
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 197-456 von humanem PSMD12 (NP_002807.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O00232
Protein-Gewicht	53kDa
Versand	Eistüte