

Psmd14 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00487

Artikelnummer: CM0005148



Einführung

Hochwertiger kaninchemonoklonaler Antikörper gegen humanes PSMD14 (UniProt O00487), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA.

Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zum Studium von Proteasomfunktion, Proteinabbau und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSMD14 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	PAD1; POH1; RPN11; PSMD14
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	10213
GeneID	10213
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 112-210 von humanem PSMD14 (O00487) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00487
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel