

Psph Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P78330

Artikelnummer: CM0007164



Einführung

Hochwertiger PSPH-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf Phosphoserin-Phosphatase, ein Schlüsselenzym der L-Serin-Biosynthese. Ideal für Stoffwechsel- und neurologische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PSPH Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PSP; PSPHD; PSPH
Spezies	Mensch
Gen-ID	5723
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 1-225 von menschlichem PSPH (NP_004568.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P78330
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel