

Ptbp1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26599

Artikelnummer: CM0008252



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PTBP1 (hnRNP I), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines PTBP1; erwartete Bande bei 60 kDa. Ideal für Studien zum RNA-Spleißen und zur Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTBP1-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Aliase	PTB, PTB2, PTB3, PTB4, pPTB, HNRPI, PTB-1, PTB-T, HNRNPI, HNRNP-I, PTBP1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5725
GeneID	5725
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1–100 des humanen PTBP1 (P26599) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P26599
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Kühlakku