


Ptbp2 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uka9

Artikelnummer: CM0026986



Einführung

PTBP2 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA, der gegen humanes PTBP2 gerichtet ist und Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte aufweist; ideal für die Spleiß- und Translationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTBP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	nPTB; PTBLP; brPTB; PTBP2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	58155
GeneID	58155
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 des menschlichen PTBP2 (NP_001287918.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKA9
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eispackung