

Ptpn22 Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2R2

Artikelnummer: CM0012883



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen PTPN22 (LYP), einen zentralen negativen Regulator der TCR-Signalübertragung. Ideal für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte für die Erforschung von Autoimmunerkrankungen und Immunsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTPN22 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	LYP; PEP; LYP1; LYP2; PTPN8; PTPN22.5; PTPN22.6; PTPN22
Spezies	Mensch
GenID	26191
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-90 von humanem PTPN22 (NP_036543.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2R2
Proteingewicht	92kDa
Versand	Eisbeutel