


Ptpn5-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P54829

Artikelnummer: CM0019337



Einführung

PTPN5 (STEP)-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf eine wichtige Phosphatase in Signalwegen der synaptischen Plastizität und des neuronalen Überlebens ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTPN5-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	STEP; STEP61; PTPSTEP; PTPN5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	84867
GeneID	84867
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuren 190-307 des humanen PTPN5 (NP_116170.3) entsprechende Sequenz enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P54829
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Icebag