

Ptpra Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P18433

Artikelnummer: CM0015286



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen menschliches PTPRA, validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Erkennt PTPRA von Maus und Ratte, geeignet für Forschung zu Integrin-Signalgebung und fokalen Adhäsionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTPRA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	LRP; HLPR; PTPA; HEPTP; HPTPA; RPTPA; PTPRL2; HPTPalpha; R-PTP-alpha; PTPRA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5786
Gen-ID	5786
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 175-295 des menschlichen PTPRA (NP_543030.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P18433
Proteingewicht	91 kDa
Versand	Eisbeutel