


Ptprg Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P23470

Artikelnummer: CM0016035



Einführung

Hochwertiger PTPRG-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erzeugt gegen rekombinantes humanes PTPRG (aa 250-450). Erkennt humanes, murines und rattes PTPRG, einen Rezeptor-Tyrosin-Protein-Phosphatase Gamma mit einem Molekulargewicht von 162 kDa. Ideal für die Phosphatase-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTPRG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PTPG; HPTPG; RPTPG; R-PTP-GAMMA; PTPRG
Spezies	Mensch
Gen-ID	5793
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 250-450 von humanem PTPRG (NP_002832.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23470
Proteingewicht	162kDa
Versand	Eisbeutel