


Ptpro Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q16827

Artikelnummer: CM0028521



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PTPRO (Rezeptor-Typ Tyrosin-Protein-Phosphatase O), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Nierenerkrankungs- und Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PTPRO Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NPHS6; PTPU2; GLEPP1; PTP-OC; PTP-U2; PTPROT; R-PTP-O; PTPRO
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5800
Gen-ID	5800
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-300 von humanem PTPRO (NP_109592.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q16827
Proteingewicht	138kDa
Versand	Eistasche