

Puma-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bxh1

Artikelnummer: CM0010206



Einführung

Hochspezifischer monoklonaler PUMA-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Zielprotein ist der durch p53 hochregulierte Apoptosemodulator, ein wichtiger Faktor für die Krebs- und Zelltodforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PUMA-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	JFY1; PUMA; JFY-1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27113
Immunogen	Synthetisches Peptid (Aminosäuren 100-193 des humanen PUMA, NP_055232.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BXH1
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku