

Puma Kaninchen Pab Für Wb - Q96Pg8/Q9Bxh1

Artikelnummer: CM0020025

Einführung

PUMA Kaninchen pAb, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Zieltet auf mehrere PUMA-Isoformen (10-26 kDa) für die Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PUMA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JFY1; PUMA; JFY-1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	27113
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-131 von humanem PUMA (NP_001120713.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96PG8/Q9BXH1
Proteingewicht	10kDa/14kDa/20kDa/26kDa
Versand	Eisbeutel